


SUEQUIMED

TECNOLOGÍA EN QUIRÓFANO



Mejor tecnología, mejores
resultados para sus pacientes.





SUEQUIMED

Introducción

La importancia de utilizar lo último en tecnología en el quirófano ha jugado un papel muy significativo en resultados positivos y con mayor seguridad para sus pacientes.

Presentaremos productos nuevos que estarán a su disposición para mejorar la calidad de vida de sus pacientes y las cirugías sean más cómodo para sus médicos.

VISITANOS

www.suequimed.com.mx



01 Acerca de nosotros:

Empresa mexicana con más de 34 años de experiencia dedicada a proveer a hospitales y médicos, alta tecnología para resolver casos quirúrgicos en la especialidad de Urología.

Enfocados en innovación, capacitación y preparación continua para dar mejor servicio a nuestros clientes.



01 Misión:

Ofrecer productos innovadores, seguros y accesibles, garantizando un servicio eficiente, confiable y con altos estándares de calidad.

Contribuir al bienestar de la sociedad al facilitar el acceso a tecnología médica de vanguardia.



01 Visión:

Ser la empresa líder en la distribución de equipo e insumos médicos en el área de urología en México, reconocida por nuestra excelencia en el servicio, innovación y compromiso con la salud.

Guiándonos por valores fundamentales como la **integridad**, ofreciendo productos y servicios con **transparencia** y **ética**; la **calidad**, asegurando estándares altos en cada venta o servicio; la **responsabilidad**, garantizando un impacto positivo en la sociedad; y la **innovación**, adoptando tecnologías de vanguardia para mejorar continuamente nuestras soluciones.



02 Nuestros servicios



Venta

Venta de Equipo Médico para endoscopia (Karl Storz), consumibles (Cook Medical) y equipos de litotricia (EMS)



Renta

Servicios integrales para procedimientos:

- Tratamiento de Próstata.
- Tratamiento de Piedras



Servicio

Servicios preventivos y correctivos para equipos la marca EMS.



Trainings

Entrenamientos para personal de enfermería, técnicos y médicos.

02 Nuestras oficinas



Oficinas en:

- Guadalajara
- Monterrey
- Chihuahua
- Ciudad de México

06 Equipos de Litotricia.



Laserclast 20



Laserclast 35



Laserclast Thulium Power
&
Swiss Lithoclast Trilogy

06

LASERCLAST THULIUM POWER

SUEQUIMED

La revolución en tratamiento de piedras:

HIGH POWER
HO:YAG LASER

FRAGMENTATION



DUSTING



LASERCLAST
THULIUM POWER

FRAGMENTATION



DUSTING



HIGH POWER
HO:YAG LASER

LOWER QUANTITY AND LARGER DUST PARTICLES



LASERCLAST
THULIUM POWER

HIGHER QUANTITY AND SMALLER PARTICLES



3-4 X MORE DUST
FINER DUST < 0.5 mm

HIGH POWER
HO:YAG LASER



LASERCLAST
THULIUM POWER



2-4 X LESS
RETROPULSION



06

SWISS LITHOCLAST® TRILOGY


Mejoras en mango:

- Peso reducido por rediseño para mayor comfort.
- Optimización del cable para reducir estrés en muñeca.

SWISS LITHOCLAST® TRILOGY MAX HANDPIECE



AVERAGE LITHOTRIPTER TIME TO CLEARANCE



07 Insumos para Urología

Guías de Alambre:




Instrumentos que nos ayudarán para establecer un tracto y ayudar el paso de un instrumento o colocación de algún dispositivo quirúrgico.

Guías teflonadas para colocación de catéteres doble J.

Guías hidrofílicas nos permiten pasar por uréteres más tortuosos.

Guías Amplatz nos permiten pasar instrumentos más rígidos.




Motion™

HYBRID WIRE GUIDE

COOK®
MEDICAL

La guía híbrida Motion es dos guías en una. Teniendo un núcleo de nitinol y una cubierta de acero inoxidable PTFE.



Insumos para Urología

Canastas de Nitinol:



Se utilizan para manipular y extraer cálculos del tracto urinario. La memoria del alambre de nitinol permite a la cesta retener su forma después de una torsión extrema.


El exclusivo diseño sin punta ayuda a capturar cálculos caliciales permitiendo a la cesta abrirse por la base del cáliz o en el uréter y rodear el cálculo. El diseño sin punta reduce la posibilidad de lesionar y perforar la mucosa.



NCircle® Nitinol Tipless Stone Extractor - **The first of its kind**



NCompass® Nitinol Stone Extractor - **The net**



NGage® Nitinol Stone Extractor - **The original hybrid**



NTrap® Stone Entrapment and Extraction Device - **The migration minimizer**



Insumos para Urología

Cateteres – Varios:



Son insumos que son utilizados para poder colocar otros instrumentos, medio de contraste o guías para poder navegar el tracto urinario.






En el caso de los Doble J, permiten el flujo de la orina hacia la vejiga así cuidando la salud del riñón. Dependiendo de las condiciones del paciente es el catéter que sería necesario.



Insumos para Urología

Agujas, Canastas y Dilatadores para Nefrolitotomías Percutáneas.

Este conjunto de insumos se utilizan para poder realizar un acceso percutáneo y drenajes percutáneos.



08 Otros insumos

Balón Post-parto: Bakri



Dispositivo inflable para controlar o reducir un sangrado uterino post-parto.

Se puede utilizar tanto en cesárea y en parto natural.

Bakri® Postpartum Balloon
with Rapid Instillation
Components


PROCEDURAL ANIMATION



Ureteroscopio desechable Storz Flex xcl

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Incorpora un chip CMOS y una fuente de luz LED integrada, lo que proporciona una calidad de imagen excelente, crucial para la visualización clara de la anatomía y las patologías del tracto urinario superior.





Vitom

Se utiliza para ofrecer una magnificación precisa del campo operatorio en cirugías urológicas, ginecológicas y otras especialidades, permitiendo al cirujano y al equipo observar cada detalle con claridad excepcional.

Gracias a su óptica avanzada y su integración con sistemas de cámara HD, el VITOM facilita una visualización ampliada, mejora la ergonomía y optimiza la enseñanza y documentación de las intervenciones quirúrgicas.



STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



Elemento de Trabajo Kuntz

Su ergonomía y precisión permiten una resección controlada y segura del adenoma prostático, facilitando el corte y la coagulación de manera eficiente durante la cirugía endoscópica. Gracias a su diseño robusto y a su compatibilidad con sistemas de resección bipolar.

Es una herramienta clave que optimiza los resultados clínicos en la enucleación prostática, reduciendo el tiempo operatorio y mejorando la seguridad del procedimiento.




Flex-X2S de Karl Storz

Es un ureteroscopio flexible ultradelgado y altamente resistente, diseñado para el diagnóstico y tratamiento de patologías del tracto urinario superior, como cálculos renales y estenosis. Su reducido diámetro facilita el acceso atraumático al sistema pielocalicial, mientras que su construcción robusta garantiza durabilidad y un rendimiento confiable durante procedimientos repetidos.

Gracias a su excelente calidad óptica y su maniobrabilidad precisa, el Flex-X2S permite una visualización detallada y un control superior en intervenciones endourológicas avanzadas.

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



FR-177

Diámetro: Ø 200 µm

Longitud: 3 m


Fibras láser desechables – de un solo uso,
suministradas estériles (revestimiento azul)

FR-185

Diámetro: Ø 272 µm

Longitud: 3 m

Fibras láser desechables – de un solo uso,
suministradas estériles (revestimiento azul)



SUEQUIMED

MUCHAS GRACIAS

Por su confianza y por permitirnos
ser parte de sus proyectos.



www.suequimed.com.mx

